

Behandlungseffekte


- Ermöglicht Hautverjüngung zuhause
- Sichtbarer Anti-Aging Effekt
- Mindert Falten (Gesicht, Dekolleté)
- Verbessert die Hautstraffheit und Hautglätte
- Fördert frische Ausstrahlung der Haut
- Stimuliert die Collagen Synthese der Haut
- Vitalisiert und verjüngt die Haut
- Steigert das Wohlbefinden
- Entspannungseffekt für Körper und Seele
- Keine Nebenwirkungen



HYALURON Pro Beauty Fluid ist ein hocheffektives Anti-Aging Pflegeserum mit patentiertem Hyaluron Wirkstoff in außergewöhnlich hoher Konzentration (2%). Optimiert die Hautstraffheit, verleiht ihr Elastizität, Glätte und Festigkeit und mindert Fältchen. Stimuliert die Procollagen Synthese der Haut und sorgt für einen optimalen Feuchtigkeitsdepot-Effekt. Fett- und parfümfrei. Ohne Konservierungsstoffe. Für alle Hauttypen geeignet.

1 x 30 ml 49,00 / Stk.
ab 3 x 30 ml 39,00 / Stk.

Vor der Behandlung



Frau Dressler aus Stuttgart:

«Absolut beeindruckend! Meine Haut ist total frisch, glatt und strahlend. Meine Freundin hat erstaunt gefragt: „Was ist denn mit Dir passiert, Deine Haut strahlt so?! Meine Augenschatten sind verschwunden. Ich muss keinen Abdeckstift mehr benutzen, den hab' ich vorher täglich gebraucht. Jetzt nehme ich nur noch ein bisschen Puder, sonst gar nichts! Der Effekt hält auch mehrere Wochen nach der Anwendung noch an.»



Nach der Behandlung



COSMEDICO®
Medical Systems

a brand of...

JW Sales GmbH | Kölner Str. 8 | D-70736 Stuttgart
Tel: +49 711 54004-0
Fax: +49 711 54004-55
Email: info@cosmedicomed.de
Web: www.cosmedicomed.de



Für Gesicht
und Dekolleté

Professionelle Hautverjüngung ganz einfach zuhause!

Das **COLLAGEN Pro Beauty** Heimgerät passt sich ideal Ihrem Tagesablauf an. Ab jetzt bestimmen Sie selbst, wann Sie Ihre Haut bei sich zuhause vom Profi pflegen lassen wollen.


Wissenswertes über Collagen und Hyaluron

Mit dem Lichtwellengerät COLLAGEN Pro Beauty und dem HYALURON Pro Beauty Fluid können Sie Ihre Haut sichtbar und spürbar verjüngen. Studien haben bewiesen, dass die körpereigene Collagenproduktion mit rotem Licht eines speziellen Wellenlängenbereiches stimuliert werden kann. Das **COLLAGEN Pro Beauty Gerät** emittiert rote Lichtwellen im idealen Wellenlängenbereich. Die sogenannte Photo-Bio-Stimulation in den tieferen Hautschichten aktiviert den Stoffwechsel der Haut und führt zu einer Aktivierung der Collagen-Synthese in der Haut. Die alternde Haut wird somit angeregt, wieder hautstraffendes Collagen und Elastin zu produzieren.

Die Kombination der roten Lichtwellen mit dem **HYALURON Pro Beauty Fluid** sorgt für eine optimale Wirkungsergänzung. Vor jeder Lichtwellenbestrahlung wird das Fluid großzügig auf dem Gesicht aufgetragen. Durch die Lichtwellenbestrahlung werden die Wirkbestandteile der in dem Fluid enthaltenen niedrig-molekularen Hyaluronsäure in tiefere Hautschichten eingeschleust. Dies hebt den Hyaluronsäurespiegel in der Haut auf ein jugendliches Niveau an. Die Elastizität des Bindegewebes erhöht sich, die Hautstabilität regeneriert sich. Gleichzeitig wird die Procollagen Synthese der Haut stimuliert.

Die Verwendung des HYALURON Pro Beauty Fluids in **Kombination** mit dem COLLAGEN Pro Beauty Lichtwellengerät verstärkt den Verjüngungseffekt deutlich und führt zu einem sichtbaren Glättungseffekt an der Hautoberfläche. Das Ergebnis ist eine festere und straffere Haut mit reduzierten Falten und einer frischen, jugendlichen Ausstrahlung.

Vor der Behandlung



Frau Prce aus Stuttgart:

«Ich werde ständig angesprochen und bekomme unglaublich viel positives Feedback in meiner Frozen Yoghurt Bar, wie z.B.: „Sag' mal, warst Du im Urlaub, Du siehst so frisch und entspannt aus?“ Oder: „Was hast Du denn mit Deiner Stirn gemacht – Du nimmst doch nicht etwa Botox??“ Die Anwendung hat einen absolut erstaunlichen Effekt. Ich habe insgesamt ein frischeres Aussehen und meine Haut ist glatter und ebenmäßiger. Jetzt kann ich meinem Frozen Yoghurt in Sachen Frische echt Konkurrenz machen....!!»



Nach der Behandlung

Getestet und empfohlen von:

**Dr. Med. Reinhardt Leitz,
Facharzt für Dermatologie**

«Ich kann das COLLAGEN Pro Beauty Lichtwellengerät zur Hautverjüngung sehr empfehlen! Die sanftroten Lichtwellen regen die Collagen Neubildung der Haut an und schleusen gleichzeitig die hochkonzentrierten Anti-Aging-Wirkstoffe des HYALURON Pro Beauty Fluids in die Haut ein. Dies führt zu einer rasch sichtbaren Vitalisierung des Hautbildes, erkennbar an einer deutlichen Glättung, Straffung und Minderung von Fältchen. Meine Probanden waren alle begeistert!»



So funktioniert's:

Gerät auf geeigneten Tisch stellen. Das Gesicht soll auf Höhe der roten Filterscheibe sein. Abstand zwischen Gesicht und Filterscheibe mind. 15 cm. Vor jeder Behandlung Gesicht und ggf. Dekolleté abschminken, reinigen und Fluid gleichmäßig auftragen. 12 Minuten auf Zeitschaltuhr einstellen, Lichtwellenbestrahlung durchführen. Augen geschlossen halten.

Behandlungsplan:

1.– 8. Woche: 2 x 12 Min./Woche
9.– 12. Woche: 3 x 12 Min./Woche
1 Monat Pause
2 Monate lang: 2 x 12 Min./Woche
1 Monat Pause
2 Monate lang: 2 x 12 Min./Woche
und so fort

